

MICHIGAN DESSERTES


LA DESSERTE ESTHÉTIQUE

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Châssis en aluminium anodisé
- 2 ou 3 tablettes démontables pour nettoyage en panneau compact
- 4 roues pivotantes Ø125 mm à bandage thermoplastique non marquant
- Protection par butoirs annulaires
- Finitions : aspect caviar, aspect amandier, aspect chêne wengé, gris clair



DIMENSIONS



DIMENSIONS HORS TOUT


Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø Roues (mm)
920	660	1040	125

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Modèle de base
800	540	150201xx

RÉFÉRENCE*

FINITIONS ET ASPECTS BOIS



Gris clair
Réf. xx = 09



Aspect amandier
Réf. xx = 17



Aspect chêne wengé
Réf. xx = 11



Aspect caviar
Réf. xx = 14

OPTIONS



Conteneur 15L



Conteneur 30L



Frein sur 1 roue pivotable



Cloisons et portes