

PÈSE-FAUTEUIL 7702 + 7802



Rabattre les accoudoirs facilite considérablement le transfert des lits d'hôpitaux.



Repose-pieds rabattable pour une assise facile.

Fonction de tarage : possibilité de tarer les éléments de confort posés sur la balance (linge, coussin, ...)

- **Fonction de mémoire :** pour une meilleure lecture du poids
- **Assise ergonomique facile d'entretien**
- **Repose-pieds et accoudoirs rabattables**
- **transfert du patient sécurisé par le blocage des 2 roues arrière**
- **Fonction économie d'énergie avec extinction automatique**
- **Fonctionne sur batterie rechargeable (Durée de fonctionnement 50 h, durée de chargement 5,5 h)**
- **Afficheur au choix : Basic, Basic E, Standard ou verre (voir dans la fiche produit afficheurs pour une description détaillée)**

Numéro d'article:

AXAMD400770237002 avec afficheur basic E:

fauteuil pèse-personne digital – 200kg – Classe III – batteries rechargeables
Dimensions: 580 x 1100 930 mm - Précision: 50 g - 100 g

AXAMD400780270002 avec afficheur basic:

fauteuil pèse-personne digital – 200kg – batteries rechargeables
Dimensions: 580 x 1100 x 930 mm - Précision: 100 g



Modèle de base : Afficheur Basic/Basic E