

PESE-BEBE DIGITAL CLASSE III



DESCRIPTION

Pèse-bébé digital CL III - 15 kg - étalonnage cl III

- étalonné en classe III, en classe 1 selon MPG
- connexion RS 232
- fonctionne sur secteur ou avec pile
- affichage stable du poids par filtrage et fonction de maintien
- portée: 15 kg
- précision : jusqu'à 6 kg = 2 g / à partir de 6 kg = 5 g
- dimensions: 600 x 350 x 120 mm
- poids: 4,6 kg

No. d'article: AXAMD400772501001