

RUBAN DE MESURE MODÈLE MURAL 210 CM



Numéro d'article. MD400500201001

SPECIFICATIONS

- toise ruban pour montage mural
- petite taille et manipulation aisée
- inusable
- pas d'entretien nécessaire
- étendue de mesure: 0 - 220 cm
- précision: 1 mm
- dimensions: 150 x 30 x 140 mm
- poids: 130 g



TOISE ÉLECTRONIQUE



DESCRIPTION

Toise électronique 50-300 cm/1cm/CNK 2474-229

- technique de mesure ultrasons, avec compensation de température
- capteur d'inclinaison pour la correction des mesures d'instruments posés sur plan incliné et communication d'erreurs
- acquittement acoustique et affichage du résultat à la fin de la mesure
- pliable
- fonctionne avec 2 piles 1,5 V AA (comprises)
- étendue de mesure: 50 - 240 cm
- précision: 1 cm
- dimensions: 345 x 92 x 28 mm
- poids: 250 g

No. d'article: AXAMD400500301001

TOISE DIGITALE POUR PÈSE-BÉBÉ



DESCRIPTION

Toise digitale pour pèse-bébé

- pour pèse-bébé 7725.01.001 (adaptateur inclus pour montage)
- manipulation simple, mesure rapide et précise
- fonction de maintien
- écran LCD, hauteur de chiffres 16 mm
- fonctionne avec 2 batteries 1,5 V AAA
- arrêt automatique au bout d'1 minute pour économiser la batterie
- étendue de mesure: 35 - 80,1 cm
- précision : 1 mm
- dimensions : 630 x 290 x 70 mm
- poids : 60 g

No. d'article: AXAMD400500510001