

BRANCARD DE DOUCHE HYDRAULIQUE - ST7700



Conçu pour assurer le transport vers et à partir de la zone de douche. Ce brancard de douche hydraulique portable dispose d'un rembourrage en mousse, revêtement PVC pour plus de confort du patient, un système de roue lié à verrouillage central et roues directionnelles, ainsi que des barrières de protection rabattables sur le côté pour le transfert du patient.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

- Tolérance de charge et capacité de soulèvement (de hauteur minimale) de 240 kg
- Grandes roues avec verrouillage central et fixation sens de conduite
- Réglage hydraulique hauteur de 41 à 94 cm
- Rempli de mousse en PVC avec des côtés profonds et embouts pour le confort et la sécurité
- Livré avec coussin de soutien en mousse PVC
- Les rails de support latéraux sont rabattable afin d'aider à transférer le patient
- faible inclinaison aux pieds pour faciliter le drainage de l'eau
- bouchon et tuyau de vidange livré, ainsi qu'un support de rangement
- Pare-chocs sur les coins pour la protection pendant le transport
- Pare-chocs peuvent être enlevés afin de réduire la largeur de 65cm pour accès aux portes étroites
- s'adapte à la hauteur du fauteuil roulant pour faciliter le transfert des patients
- Roulements de précision sur tous les points de pivot
- Espace sous châssis pour lève-personne

DIMENSIONS

