



## DOUCHE CHAISE PERCÉE DAUPHIN



Le Dauphin est un athlète gracieux de la famille des dauphins. Les dauphins sont à l'aise dans l'eau et aucun mouvement n'est de trop pour eux.

La chaise Dauphin douche-toilette est en acier inoxydable avec inclinaison électrique et réglage de la hauteur. Le Dauphin est conçu pour un usage général: avec appuie-tête, repose-pieds et accoudoirs rabattables avec fermeture à l'avant. La chaise propose différentes options personnalisées qui peuvent être adapté par la suite.

Laver, se doucher et changer le patient est une activité intense et prend du temps. L'effort physique sur le soignant est important due a une posture voûtée. Des lors laver et doucher le patient avec le Dauphin électrique réglable en hauteur permet de diminuer cette charge physique.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Position le plus bas: 50 cm
- Position le plus haut: 106 cm
- Largeur de siège: 43 cm
- Largeur totale: 66 cm
- Poids: 50 kg
- Diamètre des roues: 12 cm
- Poids maximum: 180 kg
- Inspection CE
- Chargeur externe avec support mural



- Commande manuelle électrique: 4 fonctions
- Cadre en acier inoxydable

## ADAPTABLE À TOUS LES DÉSIRES ET BESOINS

Pour toutes les chaises de douche Dauphin, un ensemble d'options standard sont disponibles et peuvent être installés lors de la fabrication. De plus d'autres options personnalisées peuvent être montées par la suite:



## MODÈLES DISPONIBLES

- Conduit autonome
- Version pour enfants
- Version obèse: Dauphin +

## OPTIONS DISPONIBLES INDIVIDUELLEMENT

- Différents supports latéraux
- Différentes assises
- Différents repose-pieds



- Différents dossiers
- Différentes ceintures
- Différents accoudoirs
- Dossier réglable en profondeur
- Réglage de l'angle du siège
- Couleur individuelle

Le Dauphin peut être adapté individuellement et peut également être équipé d'un siège personnalisé.