

MOBI PRO AIDE POUR SE LEVER



Le Mobi Pro est une aide pour se lever avec un siège pivotant, pour des patients qui puissent se lever mais qui ont des difficultés pour marcher.

Le Mobi Pro offre support pour se lever et est une aide effective pour le soignant afin de pouvoir déplacer le patient.

Les pieds sont mis sur la plaque de pieds robuste et après le patient se lève à l'aide de la poignée solide et venir sur ses pieds. Comme ça le patient est motivé de rester active.

Cette aide pour se lever est spécialement désigné pour utilisation dans des espaces humides et va autour le plupart des toilettes et dans le plupart des largeurs entre les roues des chaises-(roulantes).

Le Mobi Pro n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Un contrôle annuel des roues et de la construction doit suffire.

Le Mobi Pro est désigné pour:

- déplacer une personne jusqu'à 150 kg. La personne doit être capable de se lever avec aide mais qui a des difficultés pour marcher.
- Un(e) soignant(e) aide le patient pour se lever et pour s'asseoir dans le Mobi Pro.
- Un(e) soignant(e) roule de Mobi Pro au lieu désiré.

Données techniques:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Longueur | 860 mm |
| Largeur | 575 mm |
| Hauteur | 1060 mm |
| Largeur de toilette maximale | 27 cm |
| Propre poids | 19,6 kg |
| Roues | 75 mm |
| Examen | CE |
| Poids maximale du patient | 150 KG |
| Norme NIOSH | 0,5 kg < favorable 1,2 kg < non-favorable |
| Entretien | 1 x périodique STIGAH |