

## TURNER AIDE POUR LEVER

Le Turner est une aide robuste et active pour des patients qui puissent se lever avec support, mais qui ont des difficultés pour se tourner. Le Turner est utilisé pour des transferts simples de chaise à chaise ou lit. En utilisant le Turner, le soigneur est safeguardé de surcharge physique, et le patient est motivé d'être actif. Le Turner a une hauteur de seulement 2 cm et est prévu d'un mécanisme pour tourner. Le patient peut se tenir au frame pendant le mouvement. La plaque pour les pieds est waterproof et antiglisse. Le Turner est prévu de roues de transport, pour que le soignant puisse le facilement déplacer. Parce que le Turner est très compacte il est facile à ranger.



### Spécifications techniques

<b>Largeur x profondeur</b>	48cm x 63,5cm
<b>Hauteur poignées</b>	90, 103 en 118cm
<b>Diamètre roue</b>	10cm
<b>Poids</b>	14kg
<b>Norme NIOSH</b>	0,4kg < favorable 0,9kg > non favorable
<b>braquage</b>	225mm
<b>Examen</b>	CE
<b>Options</b>	Nihil
<b>Poids de patient maximal</b>	150kg
<b>Entretien</b>	1x périodique STIGHA