

SANGLES



SANGLES ACTIVES

Le but est de garder le patient le plus actif possible : les sangles permettant de soulever d'une manière active y jouent contribuent. Pour ces sangles, le patient doit encore pouvoir tenir debout et être capable d'effectuer une balance du torse. Les sangles actives libèrent le siège.



SANGLES PASSIVES

Les sangles passives existent pour 2 utilisations différentes : "Short-stay", sangles à utiliser pour un transfert, et "Long-stay", sangles sur lesquelles on reste peu de temps. Elles existent également en différentes matières: le Coolnet qui règle la température, ou simple à appliquer comme le Parasilk.



SANGLES ACTIVES ENFANTS

Il est assez important de stimuler le maintien de la position debout chez les jeunes enfants. Ces sangles sont spécialement conçues et ce dans différentes couleurs et matériaux.



SANGLES PASSIVES ENFANTS

La sécurité et la facilité d'utilisation pour le soignant reste importante dans le processus de soulever-passif. Ces sangles sont déclinées dans différentes couleurs, tissus et dessins comme un club de foot, les personnages de contes de fées, etc..

SANGLES POUR PERSONNES OBÈSES



Nos sangles sont conçues pour des poids de max. 200 kg. Pour des personnes d'un poids plus élevé, nous pouvons faire une sangle sur mesure. Egalement pour des personnes avec des exigences spécifiques, nous pouvons concevoir une sangle personnalisée, sur avis du médecin.

SANGLES JETABLES



les sangles jetables offrent une solution efficace pour la prévention d'infections et évitent une contamination. La sangle soutient le corps et la tête. Si la sangle devient humide, il apparait un pictogramme "ne pas utiliser".

SANGLES D'AIDE À LA MARCHÉ

Cette sangle se positionne autour du tronc. Les pieds de la personne doivent toucher le sol et la personne doit être capable de marcher.



SANGLES DE SOULÈVEMENT

Cette sangle est une aide de transfert: En agrippant cette sangle, le patient peut se lever sans entraver le soignant

Matériel: nylon. Couleur: gris. Fixation: boucles
Taille : 90-107 cm.




SANGLES 4 POINTS DE FIXATION

Soutient tout le corps ainsi que la tête pendant que le patient est confortablement assis vers l'arrière. La sangle est idéale pour les utilisateurs ayant un faible tonus de la tête, du tronc et/ ou des hanches. Cette sangle est adaptée aux transferts en position allongée, assise ou semi-assise. La tête peut facilement être retirée.

Aussi disponible comme "Longseat" qui permet à l'utilisateur de garder les bras hors de la sangle. (ouvertures à hauteur du bras)



D'autres modèles:



SANGLE TOILETTE

La Sangle Toilette est disponible avec ou sans tête. Les deux modèles sont livrés avec une sangle de sécurité pour un soutien renforcé du corps et un positionnement en toute sécurité. La sangle Toilette est conçue pour les utilisateurs moins mobiles et pour un transfert en position assise. Permet d'habiller et de déshabiller le patient pendant le transfert vers les toilettes.



Matériel: nylon. Couleur: gris. Fixation: boucles ou clip
Taille:: S-M-L-XL-XXL.

SANGLE AMPUTATION

Cette sangle permet un transfert sûr pour des personnes ayant une ou une double amputation. Elle offre un soutien confortable dans une position légèrement inclinée vers l'arrière. Pour des patients qui ont un bon tonus de la tête.




CLIP DE SÉCURITÉ UNIVERSEL

Evite les accidents en fixant les sangles correctement au fléau. Le clip de sécurité est indispensable et diminue le risque d'erreur. On peut toujours le dégager avec une main. Le clip de sécurité peut être utilisé sur plusieurs modèles de lève personnes.

SANGLE SUR MESURE

Notre fournisseur dispose de son propre atelier de couture, dans lequel des sangles peuvent être faites selon le désir et la coupe du client. Des adaptations aux sangles standards et des réparations sont également possibles. ..

SANGLES A ADAPTER



- Double clips (A)
- Fixation ventrale (B)
- Clips avec boucles addition. (C)
- Support de siège (D)
- allonger partie jambe
- raccourcir partie jambe
- Support tête
- Accents en couleur
- boucles amovibles
- etc

CHOIX DES TAILLES SANGLES PASSIVES (SANGLES JUSQU'AU 200 KG)

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. torse en cm	53-67	67-76	76-87	87-97	97-112	112-127	> 127
Longueur en cm	79-114	114 133	133 146	146-156	156-180	180-216	> 216
Couleur galon	blanc	Noir	Rouge	Jaune	Vert	Bleu	Gris

CHOIX DE TAILLE SANGLES ACTIVES

	Largeur torse	Hauteur sangle
Medium	106	20
Large	124	20
X large	144	20

CHOIX DES MATERIAUX



tissu éponge gros

tissu éponge fin

Coolnet
Longstay

Tissu filet

Nylon

Superfine plus
Longstay

Parasilk