

FATEUIL GAVRINIS

FAUTEUIL "SPÉCIAL PERSONNE FORTE" 2 PARTIES

Modèle déposé:

- Assise en mousse haute résilience 60 kg/m³
- Accoudoirs amovibles avec manchettes en polyuréthane inclinées à l'arrière
- Éléments coulissants chromés
- Dossier à inclinaison variable par vérin oléopneumatique
- 4 roues Ø 100 mm pivotantes sur roulement à billes dont 2 à frein
- à l'arrière du fauteuil
- Repose-pieds monté sur roulette amovible
- Structure en tube époxy gris décor avec poignée de poussée
- arrière dans le dossier
- Largeur de l'assise : 730 mm

Réf. PE13930.00



Charge maxi
400 kg



Repose-pieds amovible sur roulettes



Poignée de poussée intégrée dans le dossier

Assise avec système fluide intégré PEI de prévention, des escarres "Handiflow"
Réf. PP20004.00



Paire d'accoudoirs confort manchettes longues en mousse
Réf. PP20001.00



Freinage centralisé sur 2 roues arrières
Réf. PP20052.00



Tige porte-sérum fixe
Réf. PP20046.00

Coloris Griffine **GINKGO**:

Tricot de coton enduit de PVC Plastifié - Grain cuir Hôtelier - 85% PVC - 15% Coton - class. Feu M1

