

MEDICARE TABLES D'EXAMEN BARIATRIQUES 2 ET 3 PARTIES

TABLE D'EXAMEN BARIATRIQUE 2 PARTIES

La table d'examen bariatrique 2 parties dispose d'un dossier adaptable par commande électrique pour pouvoir positionner le patient sans problèmes.




TABLE D'EXAMEN BARIATRIQUE 2 PARTIES AVEC PETITES ROUES



SM4542

TABLE D'EXAMEN BARIATRIQUE 2 PARTIES AVEC GRANDES ROUES



SM4642



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Charge maximale (d'une hauteur minimale) 325kg
- Choix entre roues rétractables ou grandes roues, avec frein centrale et pilotage
- Dossier adaptable par électrique (0° - 75°)
- Adaptable en hauteur par électrique de 45 à 98cm
- Roulements de précision ciblées sur tous les points de pivotement
- Espace sous châssis pour lève-personne mobile
- Télécommande sur les modèles électriques
- Largeur standard 105 cm
- Revêtement: choix de différentes couleurs

OPTIONS

- pédale pour modèles électriques
- support de rouleau papier
- Rembourrage en mousse à mémoire disponible sur demande
- Support pour bras
- Chaise ou tabouret assorti

TABLES D'EXAMEN BARIATRIQUE EN 3 PARTIES




TABLE D'EXAMEN BARIATRIQUE EN 3 PARTIES AVEC PETITES ROUES



SM3573

TABLE D'EXAMEN BARIATRIQUE EN 3 PARTIES AVEC GRANDES ROUES

SM3573

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Charge maximale (d'une hauteur minimale) 325kg
- Choix entre roues rétractables ou grandes roues, avec frein centrale et pilotage
- Dossier adaptable par électrique (0° - 80°)
- Support de pied adaptable par électrique (-25° - +45°)
- Adaptable en hauteur par électrique de 45 à 98cm
- Roulements de précision ciblées sur tous les points de pivotement
- Espace sous châssis pour lève-personne mobile
- Télécommande sur les modèles électriques
- Largeur standard 85 cm
- Revêtement: choix de différentes couleurs

OPTIONS

- pédale pour modèles électriques
- support de rouleau papier
- Rembourrage en mousse à mémoire disponible sur demande
- Support pour bras
- Chaise ou tabouret assorti



TABLE D'EXAMEN BARIATRIQUE EN 3 PARTIES AVEC SUPPORT DE PIEDS PLIABLE ET AVEC PETITES ROUES



SM3583

TABLE D'EXAMEN BARIATRIQUE EN 3 PARTIES AVEC SUPPORT DE PIEDS PLIABLE ET AVEC GRANDES ROUES



SM3683

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Charge maximale (d'une hauteur minimale) 325kg
- Choix entre roues rétractables ou grandes roues, avec frein centrale et pilotage
- Dossier adaptable par électrique (0° - 80°)
- Support de pied adaptable par électrique (-25° - +45°)
- Adaptable en hauteur par électrique de 45 à 98cm
- Roulements de précision ciblées sur tous les points de pivotement
- Espace sous châssis pour lève-personne mobile
- Télécommande sur les modèles électriques
- Largeur standard 85 cm
- Revêtement: choix de différentes couleurs

OPTIONS

- pédale pour modèles électriques
- support de rouleau papier
- Rembourrage en mousse à mémoire disponible sur demande
- Support pour bras
- Chaise ou tabouret assorti



TABLE D'EXAMEN BARIATRIQUE EN 3 PARTIES AVEC SUPPORT DE PIEDS EN DEUX PARTIES PLIABLE ET AVEC PETITES ROUES




TABLE D'EXAMEN BARIATRIQUE EN 3 PARTIES AVEC SUPPORT DE PIEDS EN DEUX PARTIES PLIABLE ET AVEC GRANDES ROUES



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Charge maximale (d'une hauteur minimale) 325kg
- Choix entre roues rétractables ou grandes roues, avec frein centrale et pilotage
- Dossier adaptable par électrique (0° - 80°)
- Support de pied en deux pièces adaptable par électrique (-90°)
- Adaptable en hauteur par électrique de 50 à 105cm
- Roulements de précision ciblées sur tous les points de pivotement
- Espace sous châssis pour lève-personne mobile
- Télécommande sur les modèles électriques
- Largeur standard 85 cm
- Revêtement: choix de différentes couleurs

OPTIONS

- pédale pour modèles électriques
- support de rouleau papier
- Rembourrage en mousse à mémoire disponible sur demande
- Support pour bras
- Chaise ou tabouret assorti