

SEVERO PILLEN VERGRUIZER

In alle zorginstellingen worden regelmatig medicijnen vermalen zodat deze in gemalen vorm beter kunnen worden toegediend. Hierbij moeten we denken aan de psychogeriatricie, mensen met slikproblemen, mensen met sondevoeding enz.

De Severo heeft twee belangrijke voordelen ten opzichte van het handmatig vermalen van medicijnen. De fysieke belasting, welke kan leiden tot RSI klachten, wordt gereduceerd tot nul en er vindt geen aërosolvorming plaats.

Deze aërosolvorming is minder bekend maar is zeker een serieus risico. Als medicatie in stofvorm vanuit een zakje of medicijncupje wordt leeggeschud op bijvoorbeeld een lepel is er een reële kans dat medicijnstofdeeltjes door de lucht gaan zweven en worden ingeademd door de medewerker.

De Severo heeft dit probleem opgelost door de ontwikkeling van een speciaal medicijn cupje waarin de medicatie direct wordt vermengd met een vloeistof. Het inademen van medicatie door de medewerker wordt hiermee voorkomen.

De voordelen van de Severo:

- maalt in zes seconden medicatie tot stof
- geen fysieke belasting
- vrijwel geluidloos
- geen aërosolvorming
- zeer gebruiksvriendelijk
- optioneel ook handige medicijnbekertje verkrijgbaar



Technische info:

Autonomie: 200 dagelijkse cycli
Tijd per cyclus: 5 tot 13 seconden
Laad tijd: 6 uren
Spanning: 12 V
Gewicht toestel: 7,2 kg
Afmetingen: 310 x 190 x 335 mm
Kleur: blauw