



## INFUUSSTAANDERS

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van infuusstaanders. Het gamma is echter veel uitgebreider. Wij voorzien u graag van een op uw noden aangepast aanbod. Aarzel niet om ons te contacteren hiervoor op [info@sterimed.be](mailto:info@sterimed.be).

## INFUUSSTAANDER ROESTVRIJ STAAL I-N11112

- Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen en zakken
- Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

### PRODUCTOMSCHRIJVING

- Kleur van de kunststof delen: blauw
- Diameter tube: 25 / 18 mm
- Flessenkruis: roestvrij staal - 4 haken - 2kg / haak
- Hoogteverstelling: éénhands hoogteverstelling
- Regelbereik hoogte: 1350 - 2150 mm
- Lengte buitenbuis: 1000 mm
- Voetdiameter: 635 mm
- Diameter voetenkruis: 25 x 25 mm
- Wielen: dubbele wielen 50 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)
- Totaal voetgewicht: 3,9 kg / 1,9 kg



### PRODUCTVOORDEEL

#### APPLICATIE

- optimale hygiënische eigenschappen (te desinfecteren met doekjes)
- comfortabele hoogte-instelling met één hand via veiligheidsinstelmechanisme
- zeer eenvoudige en snelle montage door het plug-insysteem met 1 schroef

#### TECHNIEK

- aquastop-technologie biedt optimale geleiding en afdichting van de buis
- compacte montage sluit verlies of demontage van afzonderlijke onderdelen uit
- alle kunststof onderdelen zijn lichtvast

#### ECONOMIE

- volledig recyclebaar
- compacte verpakking = voordelige verzending

#### ZEKERHEID

- dwarsarmen vergrendeld met kunststof pluggen (geen verwondingsgevaar)
- voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen verwondingsgevaar (bijv. beklemden vingers)
- geen verwondingsgevaar door afgeronde vorm van de fleshaak

## INFUUSSTAANDER ROESTVRIJ STAAL I-N11113

- Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen en zakken
- Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

### PRODUCTOMSCHRIJVING

- Kleur van de kunststof delen: blauw
- Diameter tube: 25 / 18 mm
- Flessenkruis: roestvrij staal - 4 haken - 2kg / haak
- Hoogteverstelling: éénhands hoogteverstelling
- Regelbereik hoogte: 1350 - 2150 mm
- Lengte buitenbuis: 1000 mm
- Voetdiameter: 635 mm
- Diameter voetenkruis: 25 x 25 mm
- Wielen: dubbele wielen 50 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)
- Totaal voetgewicht: 3,6 kg / 1,9 kg



### PRODUCTVOORDEEL

#### APPLICATIE

- optimale hygiënische eigenschappen (te desinfecteren met doekjes)
- comfortabele hoogte-instelling met één hand via veiligheidsinstelmechanisme
- zeer eenvoudige en snelle montage door het plug-insysteem met 1 schroef

#### TECHNIEK

- aquastop-technologie biedt optimale geleiding en afdichting van de buis
- compacte montage sluit verlies of demontage van afzonderlijke onderdelen uit
- alle kunststof onderdelen zijn lichtvast

#### ECONOMIE

- volledig recyclebaar
- compacte verpakking = voordelige verzending

#### ZEKERHEID

- dwarsarmen vergrendeld met kunststof pluggen (geen verwondingsgevaar)
- voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen verwondingsgevaar (bijv. bekleemde vingers)
- geen verwondingsgevaar door afgeronde vorm van de fleshaak



## INFUUSSTAANDER EDELSTAAL I-N12122

- Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen en zakken
- Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

### Productomschrijving

**Kleur van de kunststof delen:** blauw

**Diameter tube:** 25 / 18 mm

**Flessenkruis:** Edelstaal - 4 haken - 2kg / haak

**Hoogteverstelling:** hoogteverstelling door middel van een schroef

**Regelbereik hoogte:** 1350 - 2150 mm


**Lengte buitenbuis:** 1000 mm

**Voetdiameter:** 635 mm

**Diameter voetenkruis:** 25 x 25 mm

**Wielen:** Mono 80 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)

**Totaal voetgewicht:** 3,9 kg / 1,9 kg





## INFUUSSTAANDER VERCHROOMD STAAL I-N41112

- Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen en zakken
- Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

### Productomschrijving

**Kleur van de kunststof delen:** blauw

**Diameter tube:** 25 / 18 mm

**Flessenkruis:** staal - 4 haken - 2kg / haak

**Hoogteverstelling:** éénhands hoogteverstelling

**Regelbereik hoogte:** 1350 - 2150 mm


**Lengte buitenbuis:** 1000 mm

**Voetdiameter:** 635 mm

**Diameter voetenkruis:** 25 x 25 mm

**Wielen:** dubbele wielen 50 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)

**Totaal voetgewicht:** 3,9 kg / 1,9 kg



## INFUUSSTAANDER VERCHROOMD STAAL I-N42122

- Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen en zakken
- Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

### PRODUCTOMSCHRIJVING

- **Kleur van de kunststof delen:** blauw
- **Diameter tube:** 25 / 18 mm
- **Flessenkruis:** staal - 4 haken - 2kg / haak
- **Hoogteverstelling:** hoogteverstelling door middel van een schroef
- **Regelbereik hoogte:** 1350 - 2150 mm
- **Lengte buitenbuis:** 1000 mm
- **Voetdiameter:** 635 mm
- **Diameter voetenkruis:** 25 x 25 mm
- **Wielen:** Mono 80 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)
- **Totaal voetgewicht:** 3,9 kg / 1,9 kg



### APPLICATIE

- optimale hygiënische eigenschappen (te desinfecteren met doekjes)
- zeer eenvoudige en snelle montage door het plug-insysteem met 1 schroef
- comfortabele hoogte-instelling door verstelschroef met geïntegreerd, oppervlakbeschermend lasklemelement

### TECHNIEK

- alle kunststof onderdelen zijn lichtvast
- de geïntegreerde uittrekbevestiging verhindert dat de verstelbare buizen uit elkaar getrokken kunnen worden
- veiligheidsfleshouder volgens DIN ISO 15375

### ECONOMIE

- volledig recyclebaar
- compacte verpakking = voordelige verzending

### ZEKERHEID

- dwarsarmen vergrendeld met kunststof pluggen (geen verwondingsgevaar)
- voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen verwondingsgevaar (bijv. beklemd vingers)
- geen verwondingsgevaar door afgeronde vorm van de fleshaak



## INFUUSSTAANDER EDELSTAAL I-H11121

- Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen en zakken
- simpele montage en gemakkelijke hantering bij gebruik in de thuiszorg

### Productomschrijving

**Kleur van de kunststof delen:** blauw  
**Diameter tube:** 25 / 18 mm  
**Flessenkruis:** kunststof - 4 haken - 2kg / haak  
**Hoogteverstelling:** hoogteverstelling door middel van een schroef  
**Regelbereik hoogte:** 1350 - 2150 mm  
**Lengte buitenbuis:** 1000 mm  
**Voetdiameter:** 635 mm  
**Diameter voetenkruis:** 25 x 25 mm  
**Wielen:** dubbele 50 mm ( 2x antistatisch en geremd, 3x normaal)  
**Totaal gewicht:** 3 kg



Toepassing	Techniek	Milieubewust	Zekerheid
zeer eenvoudige en snelle montage door het plug-insysteem met 1 schroef  comfortabele hoogteinstelling door verstelschroef met geïntegreerd, oppervlakte beschermend lasklem element	alle kunststof onderdelen zijn zeer licht  de wieltjes laten geen sporen achter  de geïntegreerde uittrekbevestiging verhindert dat de verstelbare buizen uit elkaar getrokken kunnen worden	volledig recyclebaar	voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen verwondingsgevaar (bvb. geklemde vingers)  geen verwondingsgevaar door afgeronde vorm van de fleshaak  door de vorm van de haak kunnen de infuusflessen niet vallen

## INFUUSSTAANDER ROESTVRIJ STAAL I-12216

- Effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen en zakken
- Mobiel inzetbaar: op de juiste tijd op de juiste plaats

### PRODUCTOMSCHRIJVING

- met verzwaring
- Kleur van de kunststof delen: blauw
- Flessenkruis: 25 / 18 mm
- Flessenbalk: 6 Haken - 2 kg / Haken
- Arretering: eenhand-hoogteverstelling
- Hoogteverstelling: 1.500 mm - 2.350 mm
- Lengte buitenbuis: 1.200 mm
- Voetdiameter: 680 mm
- Diameter voetenkruis: 45 x 25 mm
- Wielen: Mono 80 mm (5x antistatisch en geremd)
- Totaal voetgewicht: 3,6 kg / 1,9 kg



### PRODUCTVOORDEEL

#### APPLICATIE

- comfortabele hoogte-instelling met één hand via veiligheidsinstelmechanisme
- de uitwendige buis biedt genoeg ruimte om diverse apparaten op gebruikersvriendelijke bedieningshoogte te bevestigen
- langere uitwendige buis van 1.200 mm voor de bevestiging van pompen op bedieningsvriendelijke hoogte

#### Techniek

- aquastop-technologie biedt optimale geleiding en afdichting van de buis
- compacte montage sluit verlies of demontage van afzonderlijke onderdelen uit
- alle kunststof onderdelen zijn lichtvast

#### ECONOMIE

- volledig recyclebaar
- compacte verpakking = voordelige verzending

#### ZEKERHEID

- dwarsarmen vergrendeld met kunststof pluggen (geen verwondingsgevaar)
- voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen verwondingsgevaar (bijv. bekleemde vingers)
- geïntegreerd voetgewicht voor veilige bevestiging



## I-1002712 INFUSSTAANDER



### INFUSSTAANDER VOOR MUURRAILS

- twee DIN-klemmen 25 x 10 mm
- vier haken (2kg/haak)
- RVS
- Tube diameter: 25/18mm
- In hoogte verstelbaar door middel van veer (1.000 - 1.600mm)



## I-1002712 INFUUSSTAANDER



### INFUUSSTAANDER VOOR MUURRAILS

- twee DIN-klemmen 25 x 10 mm
- vier haken (2kg/haak)
- RVS
- Tube diameter: 25/18mm
- In hoogte verstelbaar door middel van schroef (1.000 - 1.600mm)

## INFUUSSTAANDER ROESTVRIJ STAAL I-HA4130

- effectieve infuusverzorging door veilig ophangen van infuusflessen en -zakken
- kindvriendelijk ontwerp bevordert het genezingsproces en zorgt voor een vriendelijke atmosfeer

### PRODUCTOMSCHRIJVING

- met verzwaring
- Kleur van de kunststof delen: blauw
- Flessenkruis: 25 / 18 mm
- Flessenbalk: 6 Haken - 2 kg / Haken
- Arretering: eenhand-hoogteverstelling
- Hoogteverstelling: 1.500 mm - 2.350 mm
- Lengte buitenbuis: 1.200 mm
- Voetdiameter: 680 mm
- Diameter voetenkruis: 45 x 25 mm
- Wielen: Mono 80 mm (5x antistatisch en geremd)
- Totaal voetgewicht: 3,6 kg / 1,9 kg



### PRODUCTVOORDEEL

#### APPLICATIE

- zeer eenvoudige en snelle montage door het plug-insysteem met 1 schroef
- comfortabele hoogte-instelling door verstelschroef met geïntegreerd, oppervlakbeschermend lasklemelement

#### TECHNIEK

- alle kunststof onderdelen zijn lichtvast
- de geïntegreerde uittrekbevestiging verhindert dat de verstelbare buizen uit elkaar getrokken kunnen worden
- veiligheidsfleshouder volgens DIN ISO 15375

#### ECONOMIE

- volledig recyclebaar

#### ZEKERHEID

- voldoende veilige afstand bij volledig ingevouwen stand als voorzorgsmaatregel tegen verwondingsgevaar (bijv. bekleemde vingers)
- geen verwondingsgevaar door afgeronde vorm van de fleshaak
- door de vorm van de haak kunnen de infuusflessen niet vallen